



İçerik:

- Obidoksin klorid - 220 mg
- Atropine sülfat - 2 mg

**OTOENJEKTÖR
TOXATR**

**SADECE ORGANİK FOSFOR
BİLEŞENLERİ ZEHİRLENMESİNDE
KULLANINIZ**

1 OTOENJEKTÖRÜ ÇIKARIN, SARI UCU ENJEKSİYON BÖLGESİNE BASTIRIN

2 KIRMIZI GÜVENLİK TAPASINI ÇEKİN VE 10 SANİYE YERİNDE TUTUN

LOT

İçerik:
Obidoksin klorid - 220 mg
Atropine sülfat - 2 mg

DONDURMAYIN
+25 C YI AŞMAYACAK SICAKLIKTAKI DEPOLAYIN

IDC

SAVUNMA SANAYİ TİC. A.Ş.
DEFENCE INDUSTRY INC.